

DEBA SAFE[®] grande

Modalità uso	monouso
Materiale	polietilene
Tenuta	stagna e di pressione 95KPa
Dimensioni	48,5 x 46 cm con maniglia 0,86 cm
Cordone di saldatura	cordone di perle
Chiusura	autoadesiva
Numerazione	6 – 16 cifre
Codice a barre	39, 2/5, 128 o EAN
Sigillatura	doppia giunzione termoretraibile
Utilizzo	provette analisi analisi antidoping protezione per flebo protezione raggi UV
Caratteristiche prodotto	riciclabile a emissioni zero