



Consistenza	forti, durevoli, rigidi
Uso	riutilizzabili
Conformità	IATA e ADR
Norme di trasporto	per sostanze Classe 6.2 categoria A
Norme di trasporto	per sostanze classe 6.2 categoria B
Omologato	per sostanze infettive UN 3373 per sostanze infettive UN 2814 per sostanze infettive UN 2900
Certificazione	4GU
Tipologia Imballo	barattolo a tenuta stagna e di pressione
Materiale Barattolo	tubo in polipropilene testato 95 KPa con tappo a vite
Strumenti Accessori	busta in pluriball etichette e marchi UN
Dimensioni esterne	153 x 156 x 193 mm / 6.0 x 6.1 x 7.6 h
Dimensioni interne	125 x 170 mm / 4.9 x 6.7 h
Peso volumetrico	0.77 kgvol c / 1.69 lbsvol c